
HALモニターアップデート情報(25.04.00)

iPadの電源ON・インターネット接続下にて自動アップデートされますので、特別な作業は不要です。 施設環境によりアップデート完了まで2週間ほどかかる可能性もございます。 それでもアップデートされない場合は、お手数ですが営業担当までお問い合わせください。



① モニタリングデータの装着者修正機能

別の装着者を選択した状態でHALを実施→データが想定外の装着者に紐付けてしまうケースを改善



共通

② 完全削除モードの廃止

- ・アーカイブ一覧から操作者や装着者を削除する機能
- ・あまり確認をされずに消去→復帰依頼などがあり、機能自体の廃止を決定



③ ICD-10-CMの表示追加


7桁目(末尾)の入力追加

例:S22.059A

· A: Initial encounter (初回))

· D: Subsequent encounter (継続)

・S: Sequela (後遺症)



下肢


①モニタリング画面 一部表示変更

足底荷重の累積中央を+マークとして追加

②トレンドレポート 一部表示変更


HALモニター歩行フェーズ検出率

- ・参考図内の各フェーズ割合表示の変更
- ・横グラフ表示内を小数点→パーセント表示に変更



既存図:ランチョ・ロス・アミーゴ方式の区分を表示







下肢

①サマリーデータの表示改善

Y軸のO位置に横線を追加



変更前



腰

①コミュニケーションシート解禁

- 1.HAL装着の記録:利用時間、アシスト設定
- 2.月間獲得コインランキング
- 3.各運動ごとの状況(上体起こし、リーチ動作..etc.)



- ※今回のHALモニターver.25.04.00からのデータが反映されます。
- ※1分以上のモニタリングデータのみ反映されます。